



Medical

Filtri per acqua Pall-Aquasafe™

Acqua priva di microorganismi

AQF3



AQ14F1R



AQ31F1R



AQ14F1S



AQ31F1S




AQF3, AQ14F1R, AQ14F1S:

- Indicati per la rimozione di batteri, protozoi, funghi e particelle dall'acqua. Studiati in modo particolare, per fornire una barriera protettiva a protezione del paziente contro i potenziali patogeni presenti nell'acqua. Utilizzabili fino a 14 giorni.

AQ31F1R, AQ31F1S:

- Indicati per la rimozione di batteri, protozoi, spore fungine e particelle dall'acqua. Studiati in modo particolare, per fornire una barriera protettiva a protezione del paziente contro i potenziali patogeni presenti nell'acqua. Utilizzabili fino a 31 giorni.



Raccordi a connessione rapida per filtri per acqua Pall-Aquasafe

Raccordi per rubinetto



Raccordo per rubinetto, 1/2 pollice, filetto femmina



■ TAP1/2FN senza valvola



■ TAP1/2FV con valvola

Raccordo per rubinetto, 1/2 pollice, filetto maschio



■ TAP1/2MN senza valvola



■ TAP1/2MV con valvola

Raccordo per rubinetto, 22 mm, filetto femmina



■ TAP22FN senza valvola



■ TAP22FV con valvola

Raccordo per rubinetto, 24 mm, filetto maschio



■ TAP24MN senza valvola



■ TAP24MV con valvola

Raccordo universale (15-29 mm) senza filetto



■ TAPUC con valvola

Raccordi per doccia



Raccordo per doccia, 1/2 pollice, filetto maschio



■ SHO1/2MNN senza valvola, senza riduzione



■ SHO1/2MVN con valvola, senza riduzione



■ SHO1/2MNR senza valvola, con riduzione



■ SHO1/2MVR con valvola, con riduzione

Miscellanea



■ E135 raccordo a gomito



■ Contattare l'ufficio commerciale – Raccordi con snodo



Pall Italia srl
Via Emilia, 26
20090 Buccinasco – MI, Italia
+39 02 488870 1 tel
+39 02 4880014 fax

www.pall.com/healthcarewater

© 2009 Pall Europe Limited.

Pall e Pall-Aquasafe sono marchi di fabbrica di Pall Corporation. ® indica un marchio registrato negli USA, e ™ indica un marchio di common law.

PELWR/SM/GN 08.2763/02.2009

Quick Connection, Immediate Protection